

## MÁY XÔNG MẶT FS 50

Xông hơi đem lại một nền tảng lý tưởng cho việc thẩm mỹ chăm sóc da mặt. Nhờ xông hơi, da mặt bạn được chuẩn bị một cách tối ưu nhất để tiếp nhận các phương pháp chăm sóc da như làm sạch sâu, giữ ẩm, đắp mặt nạ....

Ở các thẩm mỹ viện, các chuyên viên thường bắt đầu quá trình chăm sóc da mặt bằng xông hơi, nhằm tăng cường tuần hoàn da, các chân lông nở ra và nhờ thế các chất bẩn được làm sạch một cách dễ dàng. Các sản phẩm chăm sóc da cũng ngấm sâu hơn vào da thông qua các lỗ chân lông mở, nhờ thế phát huy tối đa tác dụng dưỡng da.

### MÔ TẢ KHÁI QUÁT



### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đặt máy lên bàn hoặc mặt phẳng chắc chắn, khô ráo, vừa tầm.
- Chỉ sử dụng cốc lượng để đổ nước vào khay chứa, không hứng khay dưới dòng nước chảy (vòi nước). Không được đổ quá mức tối đa đã in sẵn trên cốc. Mức này đủ cho khoảng 20 phút sử dụng.
- Không dùng tinh dầu, thảo dược hoặc các hương liệu khác để thay thế cho nước, chỉ hòa thêm một chút vào lượng nước thích hợp đổ vào khay.
- Bạn có thể chọn mặt nạ xông mặt hoặc mặt nạ xông mũi và họng
- Lắp mặt nạ xông hơi phù hợp vào máy. Chú ý: nắm phần dưới của mặt nạ, xoay theo chiều kim đồng hồ sao cho các mẫu trên mặt nạ và máy khớp với nhau.
- Cắm dây vào ổ điện. Sau đó vận công tắc theo chiều kim đồng hồ cho tới khi đèn đỏ sáng. Khởi đầu nên vận nút vào vị trí 2 để thúc đẩy quá trình làm nóng. Sau khoảng 5 phút hơi bắt đầu lên. Vận nút quay trở lại vị trí 1 để giảm lượng hơi ra.

### Điều chỉnh lượng hơi ra

- Bạn cũng có thể điều chỉnh lượng hơi ra bằng cách xoay đĩa hơi.
- Khi lỗ thoát hơi bị đóng, hơi sẽ thoát ra khỏi van hơi sau máy hoặc mặt nạ. Cũng có thể làm ngán quá trình làm nóng nước bằng cách đóng đĩa hơi. Để tránh bị bỏng, không động trực tiếp vào lỗ thông hơi và đảm bảo hơi thoát được khỏi van hơi.
- Ngồi trước máy, cúi xuống, để mặt bạn phía trên mặt nạ. Nếu hơi nước quá nóng, nên để máy xa mặt hơn một chút tránh bị bỏng

### Chú ý: Trong quá trình xông mặt, luôn để công tắc ở vị trí 1

- Không để mặt quá gần mặt nạ
- Khi muốn ngừng sử dụng hoặc nước đã bốc hơi, vận công tắc về vị trí "0", đèn sẽ tắt.
- Rửa lại mặt bằng nước lạnh sau khi xông, sau đó bôi kem dưỡng da hoặc đắp mặt nạ, khi đó lỗ chân lông đang mở ra giúp các thành phần dưỡng ngấm sâu vào da.
- Không xông mặt quá 20 phút mỗi ngày. Bạn chỉ nên xông mặt 2 đến 3 lần một tuần.

### Sử dụng thuốc thảo dược, tinh dầu và hương liệu khác

- Đĩa hương liệu cho phép bạn sử dụng thảo dược, tinh dầu hoặc các hương liệu khác để xông mặt. Đây là cách tốt nhất để các hương liệu hòa trộn với hơi nước và phát huy tác dụng của chúng. Tuy nhiên bạn không nên sử dụng các dung dịch có chứa muối

- Chỉ sử dụng các loại thảo dược, tinh dầu hoặc các nguyên liệu đảm bảo chất lượng và phù hợp với việc dùng mặt nạ xông hơi.

### Sử dụng:

- Mở nắp đĩa hương liệu, nhỏ một vài giọt tinh dầu vào một miếng bông và đặt vào đĩa, sau đó đóng nắp lại.

### Sử dụng mặt nạ mũi/miệng

- Vì màng nhầy ở mũi người rất nhạy cảm nên không bao giờ vận công tắc lên vị trí 2 khi sử dụng mặt nạ mũi/miệng. Không để mũi quá gần mặt nạ và quá trình xông không kéo dài quá 10 phút mỗi ngày, chỉ nên xông nhiều nhất là 2 đến 3 lần một tuần.

### NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

#### Trước khi sử dụng:

- Máy được chế tạo chỉ để xông hơi cho người. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm với những hư hỏng do việc sử dụng sai, không đúng như hướng dẫn.
- Không được tự ý sửa máy.
- Không nên sử dụng máy nếu bạn đang bị các bệnh về tim mạch, tiểu đường, da bị bỏng, sưng tấy, bị thương, bị eczema, bệnh vẩy nến.
- Trong thời gian mang thai hoặc có vấn đề về sức khỏe, bạn cần tham vấn bác sĩ trước khi sử dụng.
- Kiểm tra để đảm bảo máy hoạt động tốt trước khi sử dụng, nếu máy có dấu hiệu hỏng hóc, cần thông báo cho trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa.
- Cắm máy vào nguồn điện đúng với những thông số đã ghi trên máy.
- Không dùng máy ở gần nguồn nước (bồn rửa, vòi tắm...) hoặc khi bạn đang ngủ. Không nhúng máy vào trong nước hoặc bất cứ dung dịch nào.
- Chỉ sử dụng máy với mặt nạ xông hơi đi kèm.

#### Trong quá trình sử dụng:

- Tắt máy, rút điện nếu có trục trặc trong quá trình sử dụng.
- Không để mặt quá gần mặt nạ để tránh tình trạng bỏng do hơi quá nóng.
- Trong khi xông nên nhắm mắt và bảo vệ các vùng nhạy cảm với nhiệt.
- Không sử dụng máy quá 20 phút.
- Ngừng dùng dầu hoặc thảo dược nếu bị ngứa hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường trên da.
- Không dùng máy dưới chăn hoặc khăn...
- Khi đang xông hơi cần tránh việc thay đổi các linh kiện
- Chú ý: Máy sẽ không tự động tắt ngay cả khi nước đã bốc hơi hết.
- Nếu máy bị rơi xuống nước, cần rút điện ngay lập tức, nhờ kỹ sư kiểm tra trước khi sử dụng tiếp.

#### Sau khi sử dụng:

- Luôn tắt máy và rút phích cắm ra khỏi ổ điện sau khi dùng xong, chú ý khi đó tay bạn phải khô.
- Lau sạch dung dịch còn dính trên thành máy, tránh để nước ngấm vào trong máy.
- Cần vệ sinh máy sau khi sử dụng để tránh đóng cặn giúp kéo dài tuổi thọ của máy.
- Đề máy nguội hoàn toàn trước khi dùng tiếp.

### VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- Ngắt điện khỏi máy, để máy nguội trong khoảng 10 đến 15 phút trước khi tháo mặt nạ ra khỏi máy bằng cách vận ngược chiều kim đồng hồ. Úp khay nước xuống để làm khô. Dùng dung dịch lau nhôm để làm sạch máy.
- Lau bề mặt máy và mặt nạ bằng vải mềm, ẩm, sau đó lau khô hoàn toàn.
- Không dùng cồn, acetone, benzine hoặc các chất tẩy rửa để lau
- Không nhúng máy vào nước
- Không dùng các vật sắc, nhọn để cọ rửa máy.

### ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM CHÍNH HIỆU BEURER

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRUNG THÀNH  
Số 9 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Số 76 Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (844) 8521040 - (844) 9426204- (844) 8212631

FAX: (844) 5762880. Email: [ttecmedical@hn.vnn.vn](mailto:ttecmedical@hn.vnn.vn)

Website: [www.tte.com.vn](http://www.tte.com.vn)